

CHORUS TRIO



LA SOLUZIONE PER IL DOSAGGIO DELLE SPECIALITA'

DIESSE
DIAGNOSTICS EVOLUTION

BENEFICI

PER IL LABORATORIO

→ Efficacia clinica

più di 140 test specialistici consolidati
in un unico sistema

→ Performance

formato monotest e calibrazione a punto
singolo con curva master memorizzata

→ Efficienza

Nessun costo nascosto
Nessun spreco di reagenti

→ Flessibilità

fino a 30 diversi saggi per seduta

→ Sistema sicuro e facile da usare

è richiesto un funzionamento
manuale minimo



UNA PROCEDURA MOLTO SEMPLICE

- Leggere l'etichetta del codice a barre del dispositivo
- Leggere l'etichetta del codice a barre della provetta campione
- Dispensare il siero



INSERIRE I DISPOSITIVI NELLO STRUMENTO

Formato monotest, confezione
conveniente, calibratore e controllo inclusi
nel kit



AUTOSAMPLER



- Nessun spazio supplementare richiesto
- Automazione completa
- Collegamento bidirezionale al lis
- Completa tracciabilità dei risultati



PREMERE START

Lo strumento esegue il test indicato dall'etichetta con codice a barre



LA SOLUZIONE IDEALE PER IMMUNODOSAGGI

Risultati con tecnologia collaudata e qualità DIESESE

MALATTIE INFETTIVE

TORCH

CYTOMEGALOVIRUS
HERPES SIMPLEX 1+2
RUBELLA
TOXOPLASMA

MALATTIE INFANTILI

MEASLES
MUMPS
PARVOVIRUS B19
VARICELLA

VACCINABILI

CHORUS DIPHTERIA
CHORUS POLIOVIRUS
CHORUS TETANUS

INFEZIONI BATTERICHE RESPIRATORIE

BORDETELLA PERTUSSIS
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE
LEGIONELLA PNEUMONIAE
MYCOPLASMA PNEUMONIE
Q FEVER FASE II

INFEZIONI BATTERICHE VIRALI

ADENOVIRUS
INFLUENZA A
INFLUENZA B
RESPIRATORY SYNCYTHIAL VIRUS
SARS-CoV-2
suPAR (NEW)

INFEZIONI FUNGINE

CHORUS ASPERGILLUS Galactomannan
Ag*

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

CHLAMYDIA TRACHOMATIS
SYPHILIS
TREPONEMA

MALATTIE GASTROINTESTINALI

HELICOBACTER PYLORI

MONONUCLEOSI

EPSTEIN-BARR

MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI

CHIKUNGUNYA

DENGUE
TOSCANA VIRUS IgG
ZIKA*
CHORUS WEST NILE*

ZOONOSI

BORRELIA
BRUCELLA
ECHINOCOCCUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TOXOCARA

ANTIGENI URINARI

CHORUS LEGIONELLA URINARY ANTIGEN

ANTIGENI FECALI

CHORUS CALPROTECTIN
HELICOBACTER PYLORI

METABOLISMO OSSEO

25OH VITAMIN D

AUTOIMMUNITÀ

REUMATOLOGIA

ANA
anti-CCP
Cenp-B
SS-A
SS-B
U1-70 RNP
ENA-6 S
SM
Scl-70
Jo-1
dsDNA
RF

TIROIDE

a-TG
a-TPO
TRAb

TROMBOSI

BETA 2-GLYCOPROTEIN
CARDIOLIPIN
PHOSPHOLIPID SCREEN

EPATOLOGIA

AMA-M2
LKM-1

VASCULITE

GBM
MPO
PR3

GASTROENTEROLOGIA

ASCA
DEAMIDATED GLIADIN
CHORUS GLIADIN
INTRINSIC FACTOR
tTg

MONITORAGGIO FARMACI BIOLOGICI

CHORUS PROMONITOR INFlixIMAB (NEW)
CHORUS PROMONITOR ANTI-INFlixIMAB
(NEW)
CHORUS PROMONITOR ADALIMUMAB
(NEW)
CHORUS PROMONITOR ANTI-
ADALIMUMAB (NEW)
CHORUS PROMONITOR VEDOLIZUMAB*
CHORUS PROMONITOR ANTI-
VEDOLIZUMAB*
CHORUS PROMONITOR USTEKINUMAB*
CHORUS PROMONITOR ANTI-
USTEKINUMAB*

ENDOCRINOLOGIA

TIROIDE

FT3
FT4
TSH

FERTILITÀ

FSH
LH
PRL

ANEMIA

VIT 12*
FOLATE*

MARCATORI TUMORALI

PSA
TG

ALLERGIA

TOTAL IgE
IgE SPECIFICHE

*presto disponibili

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	CHORUS TRIO	AUTOSAMPLER
ETHERNET	Si	
WIFI	Si	
DISPLAY	6" 640x480 a 24 bit (full RGB)	4,3" WQVGA 16.7M Color RGB
RUMOROSITÀ	< 80 dB	< 80 dB
LETTORE BAR-CODE	INTERNO AUTOMATICO, ESTERNO	INTERNO AUTOMATICO
CONNESSIONI	2 USB Host, 1 USB Client, 1 RS232C, 1 LAN	1 USB Host, 1 USB Client, 1 RS232C
DIMENSIONI (H X P X L) mm	450x660x520	656 X 356 X 282
PESO	45kg	12,5 Kg
ALIMENTAZIONE	110/220 v	110/220 V
FREQUENZA	50-60Hz	50-60Hz
POTENZA ASSORBITA	360 W	100 W