

CHORUS TRIO



LA SOLUZIONE PER IL DOSAGGIO DELLE SPECIALITA'

DIESSE
DIAGNOSTICS EVOLUTION

BENEFICI

PER IL LABORATORIO

→ Efficacia clinica

più di 150 test specialistici consolidati
in un unico sistema

→ Performance

formato monotest e calibrazione a punto
singolo con curva master memorizzata

→ Efficienza

Nessun costo nascosto
Nessuno spreco di reagenti

→ Flessibilità

fino a 30 diversi saggi per seduta

→ Sistema sicuro e facile da usare

è richiesto un funzionamento
manuale minimo



UNA PROCEDURA MOLTO SEMPLICE

- Leggere l'etichetta del codice a barre del dispositivo
- Leggere l'etichetta del codice a barre della provetta campione
- Dispensare il siero



INSERIRE I DISPOSITIVI NELLO STRUMENTO

Formato monotest, confezione conveniente,
calibratore e controllo inclusi nel kit



- **Nessuno spazio supplementare richiesto**
- **Automazione completa**
- **Collegamento bidirezionale al LIS**
- **Completa tracciabilità dei risultati**



PREMERE START

Lo strumento esegue il test indicato dall'etichetta con codice a barre

LA SOLUZIONE IDEALE PER IMMUNODOSAGGI

Risultati con tecnologia collaudata e qualità DIESE

MALATTIE INFETTIVE

TORCH

CYTOMEGALOVIRUS
HERPES SIMPLEX 1+2
RUBELLA
TOXOPLASMA

MALATTIE INFANTILI

MEASLES
MUMPS
PARVOVIRUS B19
VARICELLA

VACCINABILI

DIPHTHERIA
POLIOVIRUS
TETANUS

INFEZIONI BATTERICHE RESPIRATORIE

BORDETELLA PERTUSSIS
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE
LEGIONELLA PNEUMONIAE
MYCOPLASMA PNEUMONIAE

INFEZIONI BATTERICHE VIRALI

ADENOVIRUS
INFLUENZA A
INFLUENZA B
RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS
SARS-CoV-2
suPAR

INFEZIONI FUNGINE

ASPERGILLUS Galactomannan Ag
(NEW)

MALATTIE SESSUALMENTE

TRASMISSIBILI
CHLAMYDIA TRACHOMATIS
TREPONEMA

MALATTIE GASTROINTESTINALI

HELICOBACTER PYLORI

MONONUCLEOSI

EPSTEIN-BARR

MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI

CHIKUNGUNYA
DENGUE (NEW)
TOSCANA VIRUS IgG
ZIKA (NEW)

WEST NILE (NEW)

ZOONOSI

BORRELIA
BRUCELLA
ECHINOCOCCUS
Q FEVER
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TOXOCARA

ANTIGENI URINARI

LEGIONELLA URINARY ANTIGEN

ANTIGENI FECALI

CALPROTECTIN
CLOSTRIDIUM DIFFICILE
HELICOBACTER PYLORI

MARCATORI DI INFIAMMAZIONE

suPAR Extended (NEW)

METABOLISMO OSSEO

25OH VITAMIN D

AUTOIMMUNITÀ

REUMATOLOGIA

ANA
anti-CCP
Cenp-B
dsDNA
ENA-6 S
Jo-1
RF
Scl-70
SM
snRNP-C
SS
U1-70 RNP

TIROIDE

a-TG
a-TPO
TRAb

TROMBOSI

BETA 2-GLYCOPROTEIN
CARDIOLIPIN
PHOSPHOLIPID SCREEN

EPATOLOGIA

AMA-M2
LKM-1

VASCULITE

GBM
MPO
PR3

GASTROENTEROLOGIA

ASCA
DEAMIDATED GLIADIN
GLIADIN
INTRINSIC FACTOR
tTg

MONITORAGGIO FARMACI BIOLOGICI

CHORUS Promonitor INFLIXIMAB; anti-IFX
CHORUS Promonitor ADALIMUMAB; anti-ADL
CHORUS Promonitor USTEKINUMAB; anti-UTK (NEW)
CHORUS Promonitor VEDOLIZUMAB; anti-VDZ (NEW)

ENDOCRINOLOGIA

TIROIDE

fT3
fT4
TSH

FERTILITÀ

FSH
LH
PRL

MARCATORI TUMORALI

PSA
TG

ANEMIA

VIT B12*
FOLATE*

ALLERGIA

TOTAL IgE
IgE SPECIFICHE

*presto disponibili

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	CHORUS TRIO	AUTOSAMPLER
ETHERNET	Si	-
DISPLAY	6" 640x480 a 24 bit (full RGB)	4,3" WQVGA 16.7M Color RGB
RUMOROSITÀ	< 80 dB	< 80 dB
LETTORE BAR-CODE	INTERNO AUTOMATICO, ESTERNO	INTERNO AUTOMATICO
CONNESSIONI	2 USB Host, 1 USB Client, 1 RS232C, 1 LAN	1 USB Host, 1 USB Client, 1 RS232C
DIMENSIONI (H X P X L) mm	450 X 660 X 520	365 X 656 X 288
PESO	45kg	13,5 kg
ALIMENTAZIONE	110/220 V	110/220 V
FREQUENZA	50-60Hz	50-60Hz
POTENZA ASSORBITA	360 W	100 W