



CHORUS CALPROTECTIN 3RD GENERATION

Determinazione quantitativa di calprotectina fecale: semplice e rapida.
Un aiuto nella diagnosi di malattie infiammatorie intestinali.



DIESSE
DIESSE

CHORUS CALPROTECTIN 3RD GENERATION

La calprotectina è una proteina legante il calcio e lo zinco con proprietà antimicrobiche. Si trova in quantità significative all'interno dei granuli citoplasmatici dei neutrofili.

Il dosaggio della calprotectina fecale è un parametro importante per valutare la presenza di un processo infiammatorio della mucosa intestinale.

La quantificazione di questo marker in pazienti con sintomi quali diarrea, dolore addominale, meteorismo e stitichezza rappresenta un valido supporto per la **diagnosi differenziale tra IBS** (sindrome dell'intestino irritabile) e **MICI** (Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali o IBD). Alti livelli di calprotectina fecale sono associati a IBD attiva come il morbo di Crohn o la colite ulcerosa. Inoltre, la misurazione dei livelli di Calprotectina è utile nel monitoraggio della progressione di una IBD già diagnosticata

CHORUS CALPROTECTIN 3RD GENERATION permette la determinazione quantitativa della Calprotectina negli estratti fecali.

I campioni di feci vengono raccolti per mezzo di un dispositivo dedicato, il CHORUS Coprocollect: l'eluato del CHORUS Coprocollect può essere trasferito nella provetta di raccolta e d analizzato con il dispositivo monotest CHORUS Calprotectin.

CHORUS CALPROTECTIN 3RD GENERATION è caratterizzato da nuovi cut-off, coerenti con le più recenti pubblicazioni scientifiche. Inoltre, il confezionamento da 36 test è ideale per la routine di laboratorio.

Vantaggi del CHORUS



**Test singolo
e pronto
all'uso**



**Strumento
random
access**



**Sicuro e
facile da
utilizzare**



**Nessun costo
nascosto
Nessuno spreco
di reagenti**

Principali caratteristiche del test

CHORUS CALPROTECTIN 3RD GENERATION

- **Calibratore e controllo** inclusi nel kit
- **Calibrazione** necessaria **solo a cambio lotto**
- **Tipo di campione:** estratto di feci
- **Range di calibrazione:** 24 - 1000 mg/kg



CHORUS Coprocollect

Dispositivo per la raccolta, il trasporto e l'estrazione di campioni fecali umani.

NOME	TEST	CODICE
CHORUS COPROCOLLECT	20	86602
CHORUS CALPROTECTIN 3RD GENERATION	36	86603