

COMUNICATO STAMPA

DIESSSE ENTRA NELLA VETERINARIA E ANNUNCIA IL PRIMO STRUMENTO PER LA MISURAZIONE DELLA VES PER GLI ANIMALI

Siena 15 Ottobre 2020 – DIESSSE Diagnostica Senese annuncia il primo strumento per la misurazione della VES (Velocità di EritroSedimentazione) per il laboratorio veterinario.

La VES è un indicatore indiretto e progressivo di uno stato acuto infiammatorio, pertanto supporterà il veterinario nella miglior diagnosi clinica di malattie croniche e infiammazioni sistemiche

Con il sistema denominato MINI-PET, DIESSSE, offre una soluzione portatile e facile da usare per la misurazione della VES in meno 15 minuti consentendo di monitorare la salute dell'animale.



"Siamo orgogliosi - dice Massimiliano Boggetti, AD di DIESSSE - di entrare nel mondo della diagnostica con uno strumento che parla della nostra storia e delle nostre competenze come avviene per la linea della VES. La pluriennale conoscenza e l'elevata qualità di DIESSSE la rendono il partner ideale per lo sviluppo di test diagnostici in ambito veterinario. Gli animali da compagnia e non solo, fanno sempre più parte della nostra famiglia e quindi c'è sempre più bisogno che anche la diagnostica veterinaria, abbia delle tecniche sempre più innovative per garantire la loro salute. DIESSSE ha annunciato per ora questo piccolo strumento che sarà molto utile ai veterinari."



Diagnostica Senese S.p.A.

www.diesse.it



Efficace e semplice da usare, il MINI-PET offrirà per ora la misurazione della VES di cane, gatto e cavallo, analizzando un volume minimo di sangue 0,5 ml, direttamente nella provetta da prelievo, senza consumo di campione e produzione di liquidi reflui.

Diesse Diagnostica Senese S.p.A. è un'azienda italiana di produzione integrata e interamente in-house di sistemi diagnostici in vitro con il quartier generale a Siena. Sin dalla sua fondazione nel 1980, l'azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato sistemi diagnostici innovativi principalmente nel settore della immunodiagnostica e della misurazione automatica della VES. L'azienda ha una presenza globale in oltre 100 paesi, ha tre sedi produttive e un centro di ricerca in cui la progettazione e la realizzazione di test e di nuovi strumenti di rilevazione diagnostica automatizzata incontrano il design italiano e la tecnologia d'avanguardia, identificando Diesse come la "Diagnostics Evolution".

Ufficio Stampa:

Tatiana Zoppi – Diesse Diagnostica Senese

Tel.+39 348 3337827 – tatianazoppi@diesse.it