

DIESE DIAGNOSTICA SENESE SpA

53035 Monteriggioni (SI) – Italia – Strada dei Laghi 39
Tel. +39 0577319554 FAX +39 0577319020



Sede Legale e Amministrazione
20144 Milano (Italy) Via A. Solari 19 sc. 6

CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ/QUALITY CONTROL CERTIFICATE**PRODOTTO/PRODUCT**

ESR CONTROL

REF:

10430 (4x9 ml)

10434 (2x9 ml)

REAGENTI/REAGENTS

	Kit	Level 1	Level 2
Lot:	071	928	928
	2023-07	2023-07	2023-07
	2025-01	2025-01	2025-01

RISULTATI/RESULTS

	Level 1		Level 2		Temp.
	Risultato/ Result	Range	Risultato/ Result	Range	
MINI-VES	4	1-14	89	64-114	OFF
VES-Matic Easy	2	1-12	75	50-100	ON
VES-Matic 10	3	1-13	86	61-111	ON
VES-Matic 20	4	1-14	84	59-109	ON
VES-Matic 30	2	1-12	86	61-111	ON
VES-Matic 60	3	1-13	92	67-127	ON
VES-Matic 30 "Fast method"	17	1-35	109	84-134	ON
VES-Matic Original	1	1-11	99	74-124	ON

Data/Date

07/08/2023

Testato da/Tested by:

 Alessandra Cianchi
Approvato da/Approved by:

 Grazia Dal Maso (Responsabile CQ/QC Head)